


## Инструкция по переводу времени на весах Vizerba BC II



1. Нажимаем клавишу  (**Mod**).


На экране приглашение **Pr---** \*

2. Нажимаем на чёрной клавиатуре последовательно 5 0 0.

На экране **Pr500** и ниже **01**.

3. Нажимаем на чёрной клавиатуре последовательно 0 2 .

На экране **Pr500**, ниже **02** и текущее время в весах.

4. Нажимаем на чёрной клавиатуре реальное текущее время, которое хотим установить в весах, в формате ЧЧММ. Например, для установки 13:41 (13-ти часов 41-й минуты) вводим 1341 .

На экране **Pr500** и ниже **03**.

5. Нажимая на клавишу  (**Mod**), выходим из меню.

\* Если на весах установлен пароль на вход в меню программирования на этом этапе его необходимо ввести